

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Insr-Y1150/Igf1R-Y1135 Pour Wb, Elisa - P06213 / P08069

Numéro d'article: CM0000440



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'INSR phosphorylé (Y1150) et l'IGF1R phosphorylé (Y1135), adapté au Western blot et à l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation insulinique, le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135 Lapin pAb
Remarques / Alias	IGF1R/INSR; Phospho-INSR-Y1150/IGF1R-Y1135
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3643/3480
GeneID	3643/3480
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de Y1150 de l'IGF1R/INSR humain (NP_001073285.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06213/P08069
Poids de la protéine	154kDa/155kDa/156kDa
Expédition	Sac de glace