


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Irak4 (Thr345/Ser346) Pour Wb Et Elisa - Q9Nwz3

Numéro d'article: CM0001321



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique ciblant l'IRAK4 phosphorylé sur les sites Thr345 et Ser346. Validé pour le Western blot et l'ELISA sur échantillons humains. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la signalisation des TLR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-IRAK4-Thr345/Ser346 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IPD1 ; IMD67 ; REN64 ; IRAK-4 ; NY-REN-64 ; Phospho-IRAK4-Thr345/Ser346
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51135
ID du gène	51135
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région Thr345/Ser346 de l'IRAK4 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NWZ3
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace