

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Irf3-S396 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14653

Numéro d'article: CM0001995



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-phospho-IRF3-S396 détecte l'IRF3 phosphorylé sur la sérine 396 dans des échantillons humains et murins. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Idéal pour l'étude de l'immunité innée, de la réponse antivirale et des voies de signalisation de l'interféron.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-phospho-IRF3-S396
Remarques/Alias	IIAE7 ; Phospho-IRF3-S396
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3661
ID de gène	3661
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S396 de l'IRF3 humain (NP_001562.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14653
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace