

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Irf3 (Ser386) Pour Wb, Elisa - Q14653

Numéro d'article: CM0000573



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité contre le phospho-IRF3 (Ser386) pour applications Western blot et ELISA. Détecte l'IRF3 humain phosphorylé sur Ser386, un régulateur clé des réponses immunitaires innées antivirales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-IRF3-S386
Remarques/Alias	IIAE7 ; Phospho-IRF3-S386
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3661
ID du gène	3661
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de S386 de l'IRF3 humain (Q14653).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14653
Poids protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace