

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Irs1-S612 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35568

Numéro d'article: CM0000646



Introduction

Le pAb de Lapin Phospho-IRS1-S612 détecte spécifiquement l'IRS1 phosphorylé sur la sérine 612. Validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Outil essentiel pour la recherche sur la signalisation de l'insuline et le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Phospho-IRS1-S612
Remarques/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S612
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3667
GeneID	3667
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du S612 de l'IRS1 humain (NP_005535.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35568
Poids Protéique	132kDa
Expédition	Sac de glace