

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Irs1-S636 Pour Wb - P35568

Numéro d'article: CM0000490



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Phospho-IRS1-S636 validé pour le Western blot chez humain et souris. Cible IRS1, un adaptateur central de la signalisation de l'insuline ; la phosphorylation sur la sérine 636 module l'activité de la voie. Convient pour la recherche sur le diabète et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-IRS1-S636 Lapin pAb
Remarques/Alias	HIRS-1; Phospho-IRS1-S636
Espèce	Humain
GeneID	3667
Immunogène	Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant le S636 de l'IRS1 humain (Peptide synthétique)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P35568
Poids Protéique	132kDa
Expédition	Sac de glace