

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Jak2 (Y1007) Pour Wb Et Elisa - O60674

Numéro d'article: CM0001102



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la JAK2 phosphorylée sur la tyrosine 1007, validé pour WB et ELISA chez l'homme et la souris. Convient pour l'étude de la signalisation JAK/STAT, des voies des cytokines et de la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Phospho-JAK2-Y1007
Remarques/Alias	JTK10 ; Phospho-JAK2-Y1007
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3717
GeneID	3717
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique phosphorylé autour de Y1007 de la JAK2 humaine (NP_004963.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O60674
Poids Moléculaire Protéique	131kDa
Expédition	Glacière