

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Jak2-Y1007 - O60674

Numéro d'article: CM0000991



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de JAK2 phosphorylé sur Tyr1007. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, réagit avec JAK2 humain et murin. Idéal pour étudier la signalisation JAK-STAT, les réponses aux cytokines et la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	pAb de Lapin Phospho-JAK2-Y1007
Remarques/Alias	JTK10 ; Phospho-JAK2-Y1007
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3717
GeneID	3717
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1007 de JAK2 humain (NP_004963.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O60674
Poids Moléculaire Protéique	131 kDa
Expédition	Sac de glace