

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Jak2 (Y1007/1008) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60674

Numéro d'article: CM0001210



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la JAK2 phosphorylée (Y1007/1008). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation des cytokines et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-JAK2-Y1007/1008 Lapin pAb                                                                                  |
| Remarques/Alias      | JTK10; Phospho-JAK2-Y1007/1008                                                                                     |
| Espèce               | Humain                                                                                                             |
| GeneID (humain)      | 3717                                                                                                               |
| GeneID               | 3717                                                                                                               |
| Immunogène           | Peptide synthétique ; Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1007 & Y1008 de la JAK2 humaine (NP_004963.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                              |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                                                             |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                |
| SWISS                | O60674                                                                                                             |
| Poids de la protéine | 131kDa                                                                                                             |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                       |