

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45983/P45984/P53779

Numéro d'article: CM0001391



Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique du phospho reconnaissant les JNK1/2/3 activés (Thr183/Tyr185 et Thr221/Tyr223). Convient pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA sur humain, souris, rat. Idéal pour les études sur la signalisation du stress et de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223 mAc Lapin
Remarques/Alias	JNK1/2/3; SAPK; Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5599/5601/5602
GenelD	5599/5601/5602
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45983/P45984/P53779
Poids Protéique	48kDa/52kDa
Expédition	Sac de glace