

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Jnk1/2/3 (T183/T183/T221) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Numéro d'article: CM0001380



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la phosphorylation reconnaissant JNK1/2/3 phosphorylé sur T183/T183/T221. Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier la signalisation du stress, l'apoptose et l'inflammation médiées par JNK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-JNK1/2/3-T183/T183/T221
Remarques/Alias	JNK1/JNK2/JNK3 ; Phospho-JNK1/2/3-T183/T183/T221
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5599/5601/5602
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T183 de JNK1 humain (P45983).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45983/P45984/P53779
Poids moléculaire protéique	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
Expédition	Sac de glace