


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-JunD (S255) Pour Wb Et Elisa - P17535

Numéro d'article: CM0001001



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-JunD (S255) validé pour WB et ELISA. Détecte JunD phosphorylé humain et murin. Idéal pour la recherche sur la signalisation d'AP-1 - P17535

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-JunD-S255 Lapin mAb
Remarques / Alias	AP-1 ; Phospho-JunD-S255
Espèce	Humain
GeneID	3727
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S255 de JunD humain (P17535).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P17535
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sachet de glace