


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-JunD-S255 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17535

Numéro d'article: CM0000464



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-JunD-S255 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le JunD humain et de rat phosphorylé en S255 (~35 kDa), un facteur de transcription nucléaire du complexe AP-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-JunD-S255 mAc Lapin
Remarques/Alias	AP-1; Phospho-JunD-S255
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3727
GeneID	3727
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du S255 du Phospho-JunD-S255 humain (NP_005345.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P17535
Poids Protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace