


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Kap1/Trim28-S824 Pour Wb, Elisa - Q13263

Numéro d'article: CM0001256



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant le TRIM28 (KAP-1) humain phosphorylé au niveau de la Ser-824 pour le WB et l'ELISA. Il détecte le TRIM28 humain et murin, un répresseur transcriptionnel et E3 ligase impliqué dans la régulation de la chromatine et la stabilité génomique. Idéal pour la recherche sur la signalisation et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-KAP1/TRIM28-S824 Rabbit mAb
Remarques / Alias	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; Phospho-KAP1/TRIM28-S824
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	10155
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S824 de KAP1/TRIM28 humain (NP_005753.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13263
Poids de la protéine	79kDa/89kDa
Expédition	Sac de glace