

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Kras-S89 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01116

Numéro d'article: CM0001852



Introduction

Le pAb de Lapin Anti-Phospho-KRAS-S89 détecte KRAS phosphorylé sur la sérine 89. Validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation du cancer et les études sur les oncogènes. Approvisionnement en un seul endroit via CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-Phospho-KRAS-S89
Remarques/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; Phospho-KRAS-S89
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3845
ID de Gène	3845
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S89 du KRAS humain (NP_001356715.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01116
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace