

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Limk2-T505 Pour Wb Et If/Icc - P53671

Numéro d'article: CM0001824



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique de haute spécificité dirigé contre LIMK2 en T505, validé pour le Western blot et l'immunofluorescence sur des échantillons humains, de souris et de rat. Essentiel pour la recherche sur la dynamique de l'actine et la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-LIMK2-T505 Lapin pAb
Remarques/Alias	LIMK2; Phospho-LIMK2-T505
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3985
GeneID	3985
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus entourant le T505 de LIMK2 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53671
Poids Protéique	72kDa
Expédition	Sac de glace