


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Lrp6 (S1490) Pour Wb, Elisa - O75581

Numéro d'article: CM0001778



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LRP6 phosphorylé au niveau du Ser1490, pour applications WB et ELISA. LRP6 est un co-récepteur Wnt impliqué dans la signalisation par la bêta-caténine, essentiel pour le développement et la pathogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-LRP6-S1490 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ADCAD2; STHAG7; Phospho-LRP6-S1490
Espèce	Humain
ID gène (Humain)	4040
ID gène	4040
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région S1490 du LRP6 humain (NP_002327.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75581
Poids de la protéine	180 kDa
Expédition	Sac de glace