

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Lrrk2-S935 Pour Wb Et Elisa - Q5S007

Numéro d'article: CM0001970



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin détectant la LRRK2 phosphorylée (Ser935) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Haute spécificité, validée avec un peptide phospho-synthétique. Idéal pour les études sur la maladie de Parkinson et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | AcM de lapin Phospho-LRRK2-S935                                                   |
| Remarques/Alias                  | PARK8 ; RIPK7 ; ROCO2 ; AURA17 ; DARDARIN ; Phospho-LRRK2-S935                    |
| Espèce                           | Humain                                                                            |
| Identifiant de gène (Humain)     | 120892                                                                            |
| Immunogène                       | Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S935 de la LRRK2 humaine (Q5S007) |
| Source                           | Lapin                                                                             |
| Catégorie                        | Anticorps phosphorylés                                                            |
| Application                      | WB, ELISA                                                                         |
| Réactivité croisée               | Souris, Rat                                                                       |
| SWISS                            | Q5S007                                                                            |
| Poids moléculaire de la protéine | 286 kDa                                                                           |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                      |