

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Map2K3-S189/Map2K6-S207 Pour Wb, Elisa - P46734 / P52564

Numéro d'article: CM0001288

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant MAP2K3 (S189) et MAP2K6 (S207) phosphorylés chez l'homme, la souris et le rat. Adapté au Western blot et à l'ELISA. Idéal pour l'étude des cascades de MAP kinases activées par le stress et le développement d'essais diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207
Remarques/Alias	MAP2K3/MAP2K6 ; Phospho-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46734/P52564
Poids Moléculaire Protéique	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Expédition	Sac de glace