


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Map2K4 (S257) Pour Wb, Ihc-P - P45985

Numéro d'article: CM0001357



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-MAP2K4 (S257) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte la phospho-MAP2K4 humaine, murine et de rat, une kinase clé JNK/p38 MAPK impliquée dans la signalisation du stress et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-MAP2K4-S257
Remarques/Alias	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6416
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S257 de la MAP2K4 humaine (NP_003001.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45985
Poids protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace