


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Map2K4 (S257/T261) Pour Wb Et Elisa - P45985

Numéro d'article: CM0001436



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique reconnaissant MAP2K4 phosphorylé sur Ser257 et Thr261. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation du stress et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Phospho-MAP2K4-S257/T261
Remarques/Alias	JNKK ; MEK4 ; MKK4 ; SEK1 ; SKK1 ; JNKK1 ; SERK1 ; MAPKK4 ; PRKMK4 ; SAPKK1 ; SAPKK-1 ; Phospho-MAP2K4-S257/T261
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	6416
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide phosphorylé synthétique autour de S257 & T261 de MAP2K4 humain (NP_003001.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P45985
Poids Moléculaire Protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace