

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Map3K5 (S1033) Pour Wb Et Elisa - Q99683

Numéro d'article: CM0000958



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la forme phosphorylée de MAP3K5 (ASK1) au niveau du Ser1033. Validé pour le WB et l'ELISA sur échantillons humains. Détecte la kinase liée au stress impliquée dans l'apoptose et la signalisation des MAP kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MAP3K5-S1033 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Phospho-MAP3K5-S1033
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4217
GeneID	4217
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S1033 de MAP3K5 humaine (NP_005914.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99683
Poids de la protéine	155 kDa
Expédition	Sac de glace