

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Map3K5-T918 Pour Wb, Elisa - Q99683

Numéro d'article: CM0001401



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la thréonine 918 phosphorylée de MAP3K5 humaine (ASK1, MEKK5). Validé pour Western Blot et ELISA. Idéal pour l'étude de l'apoptose, de la réponse au stress oxydatif et des voies de signalisation des MAP kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MAP3K5-T918 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Phospho-MAP3K5-T918
Espèce	Humain
GeneID	4217
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99683
Poids de la protéine	155 kDa
Expédition	Sac de glace