


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Mapk14 (T180/Y182) / Mapk11 (T180/Y182) / Mapk13 (T180/Y182) / Mapk12 (T183/Y1845) Pour Wb, Elisa - Q15759/P53778/O15264/Q16539

Numéro d'article: CM0001706



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin détecte les p38 MAPK phosphorylées (MAPK11, MAPK12, MAPK13, MAPK14) sur des sites d'activation clés, avec des applications WB et ELISA et une réactivité croisée humaine, rat, idéal pour l'étude de la signalisation du stress et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-MAPK14-T180/Y182+MAPK11-T180/Y182+MAPK13-T180/Y182+MAPK12-T183/Y1845 pAc Lapin
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5600/6300/5603/1432
GeneID	5600/6300/5603/1432
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de T180 & Y182 de MAPK14MAPK11 humaine (NP_002742.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Expédition	Sac de glace