

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Mapkapk-2/Mk2-T334 Pour Ihc-P, Elisa - P49137

Numéro d'article: CM0000836



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334 validé pour IHC-P et ELISA, ciblant la MAPKAPK2 phosphorylée sur la thréonine 334 chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation du stress et la régulation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	9261
GeneID	9261
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du T334 de la MAPKAPK2 humaine (NP_116584.2?).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49137
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace