

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Mapkapk2 (T334) Pour Wb, Elisa - P49137

Numéro d'article: CM0001195



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phospho contre MAPKAPK2 à la thréonine 334. Convient pour le Western blot et l'ELISA ; réagit avec MAPKAPK2 humain, souris et rat. Idéal pour les études sur la signalisation du stress, l'inflammation et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334 Lapin pAb
Remarques/Alias	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; Phospho-MAPKAPK-2/MK2-T334
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9261
ID de Gène	9261
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de T334 de MAPKAPK2 humain (NP_116584.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49137
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace