

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Marcks-S158 Pour Wb - P29966

Numéro d'article: CM0001233

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique pour MARCKS phosphorylé sur Ser158. Validé pour la détection par Western blot chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation PKC, la dynamique du cytosquelette d'actine et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Phospho-MARCKS-S158 Lapin pAb
Remarques/Alias	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S158
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4082
GeneID	4082
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux résidus entourant le S158 du MARCKS humain (phospho-spécifique)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29966
Poids Protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace