

Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Mek1-S298 Pour Wb - Q02750

Numéro d'article: CM0001071



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre Phospho-MEK1-S298 pour Western Blotting et ELISA. Validé chez l'Homme et le Rat. Cible la MEK1 humaine phosphorylée sur la sérine 298, une kinase dual-spécifique clé de la cascade de signalisation MAPK/ERK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MEK1-S298 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MEL ; Phospho-MEK1-S298
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5604
GeneID	5604
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du site S298 de la MEK1 humaine (Q02750)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q02750
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sachet de glace