

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Mek1-S298 Pour Wb, Ip, Elisa - Q02750

Numéro d'article: CM0000967



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MEK1 phosphorylée (S298), validé pour WB, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la voie MAPK/ERK et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-MEK1-S298 Rabbit pAb                                                         |
| Remarques / Alias    | MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-S298                             |
| Espèce               | Humain                                                                               |
| ID du gène           | 5604                                                                                 |
| Immunogène           | Peptide phosphorylé synthétique autour du site S298 de la MEK1 humaine (NP_002746.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                               |
| Applications         | WB, IP, ELISA                                                                        |
| Réactivité croisée   | Homme, Souris, Rat                                                                   |
| SWISS                | Q02750                                                                               |
| Poids de la protéine | 43kDa                                                                                |
| Expédition           | Sac de glace                                                                         |