

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Mek2 (T394) Pour Wb Et If/Icc - P36507

Numéro d'article: CM0001573



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin détecte les niveaux endogènes de MEK2 uniquement lorsqu'il est phosphorylé sur la thréonine 394, une kinase essentielle de la cascade de signalisation MAPK/ERK. Convient aux applications de Western blot et d'immunofluorescence sur cellules humaines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MEK2-T394 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; Phospho-MEK2-T394
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5605
ID du gène	5605
Immunogène	Un peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus autour de T394 de la MEK2 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P36507
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace