

Anti-Phospho-Met-Y1234/1235 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P08581

Numéro d'article: CM0001305



Introduction

L'anticorps Anti-Phospho-MET-Y1234/1235 Lapin pAb de CamelBio détecte le MET phosphorylé (Y1234/1235) dans des échantillons humains par WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation HGF/MET et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MET-Y1234/1235 Lapin pAb
Remarques/Alias	DA11 ; HGFR ; AUTS9 ; RCCP2 ; c-Met ; DFNB97 ; Phospho-MET-Y1234/1235
Espèce	Humain
GeneID	4233 (humain)
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1234 & Y1235 du MET humain (NP_000236.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08581
Poids protéique	156 kDa
Expédition	Sac de glace