

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Mkk3 (S189) + Mkk6 (S207) Pour Wb/If/Elisa - P46734 / P52564

Numéro d'article: CM0000820

Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique du phospho-site ciblant la phosphorylation sur S189 de MKK3 et S207 de MKK6. Validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains et murins pour étudier les voies MAPK activées par le stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207 mAb Lapin
Remarques/Alias	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207
Espèce	Humain
ID de Gène	5606/5608
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S189/S207 de MKK3/MKK6 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P46734/P52564
Poids Protéique	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Expédition	Sac de glace