

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Mst1-T183 + Mst2-T180 Pour Wb Et Elisa - Q13188 / Q13043

Numéro d'article: CM0001324



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique reconnaissant MST1 (T183) et MST2 (T180) chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour le WB et l'ELISA dans la recherche sur la voie Hippo et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MST1-T183 + MST2-T180 Rabbit mAb
Remarques / Alias	KRS1; MST2; KRS2; MST1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6788/6789
GeneID	6788/6789
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de T180/T183 de MST2 humaine (NP_006272.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q13188/Q13043
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sachet de glace