


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Mst1/Stk4-T387 Pour Western Blot Et Elisa - Q13043

Numéro d'article: CM0001244



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MST1/STK4 phosphorylé en T387, validé pour le Western blot et l'ELISA avec réactivité croisée pour les échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour l'étude de l'apoptose et de la voie de signalisation Hippo.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-MST1/STK4-T387 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KRS2; MST1; YSK3; Phospho-MST1/STK4-T387
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6789
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du T387 de MST1/STK4 humain (NP_006273.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13043
Poids moléculaire	56kDa
Expédition	Sac de glace