

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Mtor-S2448 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42345

Numéro d'article: CM0001894



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Phospho-mTOR (Ser2448) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec le mTOR humain, souris et rat, ciblant un site de phosphorylation clé dans la recherche sur la signalisation mTOR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-mTOR-S2448 Lapin mAb
Remarques/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2475
GeneID	2475
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42345
Poids Protéique	289kDa
Expédition	Sac de glace