

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Mtor-S2448 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42345

Numéro d'article: CM0000987



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-mTOR-S2448 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte la protéine mTOR humaine, murine et de rat lorsqu'elle est phosphorylée sur la sérine 2448. Idéal pour l'analyse de la voie de signalisation mTOR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Phospho-mTOR-S2448
Remarques/Alias	SKS ; FRAP ; FRAP1 ; FRAP2 ; RAFT1 ; RAPT1 ; Phospho-mTOR-S2448
Espèces	Humain
GeneID	2475
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S2448 de la mTOR humaine (NP_004949.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phospho-Spécifiques
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42345
Poids Moléculaire	289 kDa
Expédition	Sac de glace