

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Mtor (S2481) Pour Wb, Elisa - P42345

Numéro d'article: CM0000582



Introduction

Validez la signalisation mTOR avec cet anticorps polyclonal de lapin spécifique au Ser2481 phosphorylé. Convient pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude des voies métaboliques et de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-mTOR-S2481 Lapin pAb
Remarques/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2481
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2475
ID de Gène	2475
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du S2481 du mTOR humain (NP_004949.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42345
Poids Protéique	289kDa
Expédition	Sac de glace