

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Mtor (Ser2481) Pour Wb, Elisa - P42345

Numéro d'article: CM0001176



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre mTOR (Ser2481), validé pour WB et ELISA. Détecte mTOR humain et murin. Outil essentiel pour l'étude de l'activité mTORC2, du cancer et des voies de signalisation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	Phospho-mTOR-S2481 Lapin mAb
Remarques/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2481
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2475
GeneID	2475
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour du site S2481 de mTOR humain (P42345).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P42345
Poids de la protéine	289 kDa
Expédition	Sac de glace