

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ncf4 (P40-Phox) T154 Pour Wb Et Elisa - Q15080

Numéro d'article: CM0001881



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre NCF4/p40-phox humain (site de phosphorylation T154). Adapté pour WB et ELISA, il facilite l'étude de l'activation du complexe NADPH oxydase et de la biologie des phagocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NCF4/p40-phox-T154 Lapin pAb
Remarques / Alias	NCF; CGD3; P40PHOX; SH3PXD4; Phospho-NCF4/p40-phox-T154
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4689
GeneID	4689
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du résidu T154 de NCF4 humain (NP_000622.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15080
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace