


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-NdrG1 (T346) Pour Wb Et Elisa - Q92597

Numéro d'article: CM0001878



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Phospho-NDRG1 (T346) pour les applications WB et ELISA. Détecte le suppresseur de tumeur NDRG1 sensible au stress phosphorylé sur la thréonine 346. Validé chez l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NDRG1-T346 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, Phospho-NDRG1-T346
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10397
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du T346 du NDRG1 humain (NP_001128714.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92597
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace