

## Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S311 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q04206

Numéro d'article: CM0000454



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant NF-kB p65 (RelA) phosphorylé sur Ser311. Validé en WB et ELISA avec réactivité croisée humaine et murine. Idéal pour la recherche sur la signalisation NF-kB, l'inflammation et l'immunité.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | Phospho-NF-kB p65/RelA-S311 Lapin pAb                                           |
| Remarques/Alias     | p65 ; CMCU ; NFKB3 ; AIF3BL3 ; Phospho-NF-kB p65/RelA-S311                      |
| Espèce              | Humain                                                                          |
| ID du gène (Humain) | 5970                                                                            |
| Immunogène          | Un peptide phosphorylé synthétique autour de S311 de RelA humain (NP_068810.3). |
| Source              | Lapin                                                                           |
| Catégorie           | Anticorps phosphorylés                                                          |
| Application         | WB, ELISA                                                                       |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris                                                                  |
| SWISS               | Q04206                                                                          |
| Poids protéique     | 60 kDa                                                                          |
| Expédition          | Sac de glace                                                                    |