


Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela (S536) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Numéro d'article: CM0001427



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre le NF-κB p65 humain phosphorylé au niveau du Ser536. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Pour WB, IF/ICC, ELISA. Idéal pour l'étude de l'activation de NF-κB dans l'inflammation et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NF-κB p65/RelA-S536 lapin mAb
Remarques/Alias	p65 ; CMCU ; NFKB3 ; AIF3BL3 ; Phospho-NF-κB p65/RelA-S536
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5970
Identifiant du gène	5970
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour du S536 du NF-κB humain (NP_068810.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04206
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace