

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Numéro d'article: CM0001723



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-NF-κB p65/RelA-S536 de haute qualité, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie de signalisation NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NF-κB p65/RelA-S536 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p65 ; CMCU ; NFKB3 ; AIF3BL3 ; Phospho-NF-κB p65/RelA-S536
Espèce	Humain
GeneID	5970
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S536 de RelA humain (NP_068810.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04206
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace