

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) Pour Wb, Ip, Elisa - Q04206

Numéro d'article: CM0000695



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant NF-kB p65/RelA phosphorylé au niveau de Ser468. Validé pour WB, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation de l'inflammation, de l'immunité et du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NF-kB p65/RelA-S468 Rabbit mAb
Remarques / Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S468
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5970
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S468 de RELA humain (NP_068810.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04206
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace