

Ac Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela (Ser529) Lapin Mab Pour Wb, Elisa - Q04206

Numéro d'article: CM0001248



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique du phosphosite ciblant le site de phosphorylation S529 du NF- κ B p65 (RelA) humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation NF- κ B dans l'inflammation, l'immunité et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NF- κ B p65/RelA-S529 Lapin mAb
Remarques/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF- κ B p65/RelA-S529
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5970
GeneID	5970
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du S529 du NF- κ B p65/RelA humain (NP_068810.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q04206
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace