

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Nf-Kb P65/Rela-T435 Pour Wb Et Elisa - Q04206

Numéro d'article: CM0001187



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NF-kB p65 (RelA) phosphorylé au niveau du Thr435. Validé pour WB et ELISA, il réagit avec des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur la signalisation du NF-kB et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Phospho-NF-kB p65/RelA-T435 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-T435
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5970
Identifiant du gène	5970
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du T435 de RelA humain (NP_068810.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q04206
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace