


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Nf-Kb2-S866 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00653

Numéro d'article: CM0001456



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-NF- κ B2-S866 détecte spécifiquement le NF- κ B2 p100/p52 endogène phosphorylé sur Ser866. Idéal pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains et murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-NF- κ B2-S866 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF- κ B2; p49/p100; Phospho-NF- κ B2-S866
Espèce	Human
ID de Gène (Humain)	4791
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S866 du NF- κ B2 humain (NP_001070962.1)
Source	Rabbit
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Human, Mouse
SWISS	Q00653
Poids Protéique	97kDa
Expédition	Sac de glace