


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Nfkb1-S893 Pour If/Icc - P19838

Numéro d'article: CM0000944



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant NFKB1 p105 phosphorylé au niveau du S893. Validé pour l'immunofluorescence/immunocytochimie sur échantillons humains. Soutient la recherche sur la signalisation NF- κ B, l'inflammation et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NFKB1-S893 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S893
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4790
GeneID	4790
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux résidus autour du S893 de NFKB1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	IF/ICC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19838
Poids de la protéine	105kDa
Expédition	Sac de glace