

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Nfkb1 (S932) Pour Wb - P19838

Numéro d'article: CM0000536



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant spécifiquement NFKB1 phosphorylé sur la sérine 932. Validé pour le Western blot sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation NF-kB et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-NFKB1-S932 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; Nf-kappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S932
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4790
GeneID	4790
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide phosphospécifique correspondant aux résidus entourant S932 de NFKB1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19838
Poids Moléculaire Protéique	105 kDa
Expédition	Sac de glace