

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Nmdar1-S890 Pour Wb, Elisa - Q05586

Numéro d'article: CM0000533



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique détectant le NMDAR1 phosphorylé au niveau de Ser890. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée contre l'homme et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du récepteur NMDA dans la plasticité synaptique et la neuropathologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-NMDAR1-S890 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S890
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2902
Identifiant du gène	2902
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S890 du NMDAR1 humain (NP_015566.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q05586
Poids de la protéine	105 kDa
Expédition	Sac isotherme